



Botiquín de Primeros Auxilios Técnico/Clínico Extra Completo

First Aid Kit - Full - Technical-Clinical

Kit Primeiros Socorros Técnica / Clínica completa extra

Cuales son las claves que contribuyen a la rapidez y la eficacia al momento de actuar ante un incidente/accidente o situación de Urgencia o Emergencia?

Debemos hacer una breve descripción de la diferencia de Incidente – Accidente.

Incidente: Evento PRODUCIDO, que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente (Un incidente en que no ocurre ninguna lesión, enfermedad, daño, u otra pérdida es denominado también "cuasi - pérdida". El término "incidente" incluye las "cuasi – pérdidas".

Accidente: Evento INDESEADO que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. (OSHAS 18001)
La atención que recibe un paciente politraumatizado en los 60 minutos después de sufrir un accidente –Conocida como "La Hora de Oro"- determina, en gran medida, su supervivencia y pronóstico.

El tiempo de acción en un escenario es fundamental y va de la mano de la eficacia. Para contar con ambas concesiones, son condiciones SINEQUANOM, el entrenamiento y preparación para los distintos actos, y los dispositivos necesarios para asistir al/los infortunado/s, es clave.

Se describe que la muerte de un paciente traumatizado puede ocurrir en 3 picos de frecuencia:

1. El primero ocurre segundos o minutos después del trauma.
2. El segundo ocurre entre minutos y horas de haber ocurrido el trauma.
3. El tercero ocurre días o semanas después del trauma y suele ser falla orgánica múltiple

Código: 999_BOT1°AUX



• **Apertura Parcial**



• **Apertura Total**



*Traslade al Botiquín al área segura, y NO el paciente hasta el Botiquín.
Calma, NO CORRA Carreras innecesarias y Riesgos*

"Innovación es hacer realidad hoy , aquellos que otros intentarán otorgarse mañana..." Ing. Enzo Ferrari



Cual es la importancia del Botiquín Técnico Clínico o Mini Estación de Primeros Auxilios? Diferentes clases contenidos y costos.

Los Botiquines son los dispositivos de primera intervención, ante un suceso, desde un bandita autoadhesiva en una florería, hasta un DEA (Desfibrilador Externo Automático) en áreas como una Oficina, Club Social, Escuela, Shopping, Estaciones de Servicio, Aeropuertos, Universidades, Helipuertos, Galerías, Casinos, Bingos, Discos, Bares, Puertos Fluviales, Restaurantes, Estadios, Vehículos de Servicios en Calle (Exploraciones y Explotaciones), Industrias, Comercios, Hogares, Hotel, Parques Públicos, Centro Comercial, Automóvil, industrias, manufactureras, explotaciones agroganaderas, Teatros, Cines, Minería, Gasoductos, Petroquímicas, Oleoductos, Peajes, Salones de Fiesta, Patrulleros, Grúas de Auxilios, Hipódromos, etc.

Para atender una Urgencia con, el "Botiquín de Primeros Auxilios, Extra Completo, Técnico-Clinico" se puede realizar desde dos caminos.

Dinámico-Portátil, o Estático-Fijo y Dinámico-Portátil en realidad, la diferencia entre estas dos opciones son, básicamente un Gabinete Porta botiquín, dado que es mas SEGURO y PRAGMATICO, trasladar el Bolso Botiquin hasta el accidentado (en un lugar seguro), que correr una y otra vez en busca de productos, o trasladar al accidentado sin estabilizar (totalmente desaconsejado).



- 1 • Alojamiento Contenedor, Bolso de Tte. Cristal Troquelado Multisolapas
- 2 • Directorio de Servicios de Ambulancias y Servicios de Salud
- 3 • Féculas Semi Rígidas maleables (de aluminio revestidas en Neoprene)
- 4 • Pera de Succión p/mucosidades.
- 5 • Pinza Magill c/fórceps (p/objetos extraños)
- 6 • Mantas Ishotermaleas Aluminizadas, Plásticas
- 7 • Sábana Esterilizada p/aislación del Paciente
- 8 • Tijera Multipropósito de Trabajo Pesado
- 9 • Cold Pack, Apósito Plástico, que genera frío al golpear su envase
- 10 • Tensiómetro Aneroide y Estetoscopio Biauricular
- 11 • Máscara de RCP, para respiración Boca/Boca con Ingreso de Oxígeno
- 12 • Torniquetes Standard elásticos traslucidos a RX
- 13 • Vendas de 5cm; 10cm; 15cm
- 14 • Vendas elásticas de 5cm y 10cm

- 15 • Vendaje triangular y alfileres de gancho
- 16 • Sobres de 10 unid. de Gasas Esterilizadas de 10x10cm
- 17 • Hidrogel-BurnFree, p/quemados:
Sachet Monodosis de 2,5g
Envase x59ml
Envase x 118ml
Apósitos, tres 5x10cm y tres 10x10cm
- 18 • Alcohol grado médico, 250ml
- 19 • Antiséptico Merthiolate, 125ml
- 20 • Agua Oxigenada x 10 volúmenes, 250ml
- 21 • Tela adhesiva Textil e Hipoalergénica
- 22 • Vaselina blanca, en gel
- 23 • Algodón Hidrófilo Esterilizado x 100g
- 24 • Termómetro
- 25 • Apósitos Autoadhesivos, Curitas, varias medidas
- 26 • Pinza de disección

- 27 • Solución Fisiológica de 250ml
- 28 • Agua Destilada de 250ml
- 29 • Lápiz con amoniaco
- 30 • Pomada para golpes y torceduras (tipo "Ratisalil" o similar)
- 31 • Jabón neutro
- 32 • Linterna a pilas y pilas nuevas, de repuesto en envase cerrado
- 33 • Guantes de látex o guantes estériles
- 34 • Bolsas de plástico tipo Ziplock
- 35 • Bajalenguas dos paquetes, de tamaño Grande y tamaño Pequeño
- 36 • Hisopos Armados, del tipo "Cotonetes" o similar
- 37 • Recipiente Lavajojos
- 38 • Aspirinas 0,5mg y 1mg
- 39 • Ibuprofeno 400
- 40 • Libreta de Reporte, de Instrucciones con bolígrafo azul del tipo Roller

