




ELECTROTECNIA  
**FIORINO**  
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA EMERGENCIAS Y RESCATE

Autorizado por Ministerio de Salud, A.N.M.A.T. PM-1236

## Tablas Espinales Raquídeas Plásticas de Inmovilización y Extricación

# Genesis

by Fiorino



"Protegido Bajo el Registro de Modelo Industrial N° 79736"

"Una imagen, hecha realidad concreta y funcional,  
vale más que mil palabras."

Ing. Enzo Ferrari (apodado el mago de Maranello, Módena, Italia)

Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado, GENESIS (colores amarillo, naranja, azul francia, roja y verde militar) de 1,82 x 0,405 x 0,0445 m, traslúcida a RX, CT y MRI, construida ergonómicamente en HDPE (Poliétileno de Alta Densidad, lavable anties-tático de alta resistencia) sin costuras ni huecos para evitar el alojamiento de gérmenes patógenos, acabado delicado, impermeable (hemorrepeleante) y atóxico con exclusivos calados para inmovilizador cervical, pectorales, abdomen y piernas en forma independiente. Multifenestrada 14 amplios orificios para empuñaduras y 10 orificios para cinturones de fijación o sistema araña, admite una carga de trabajo nominal repartida de 250 kg, y una CMD repartida de 900 Kg Calidad extraordinaria, Diseño único para servicio extrapesado y continuo, provista con tres juegos de cinturones de fijación (en colores naranja intenso, rojo bermellón, verde benetton, amarillo limón y azul francia, c/ velcro (original) y respetando el código de colores del cinturón, facilitando la rápida visualización del personal técnico y usuarios. Desarrollo, proyecto, dirección y manufactura íntegramente en Argentina, Mercosur.

**IMPORTANTE:** Para una correcta inmovilización y un seguro traslado del accidentado deben utilizarse como reglas generales las operaciones universales de técnicas "Roll-On" o "Puente Holandés". Inexorablemente las tablas espinales deben complementarse con Inmovilizadores o Estabilizadores cefálicos HIS® y con Collares Cervicales Philadelphia, Philly o Patriot Select que posean Orificio Traqueal y Soporte para cánulas nasales de Oxígeno.



Sumamos Vida en Cada Producto



ELECTROTECNIA FIORINO

Condarco 1832 (C1416AQP) Buenos Aires - Argentina | Tel (54-11) 4581-3700 | Fax (54-11) 4583-5575  
e-mail: fiorino@sion.com | www.fiorinoelect.com.ar

## Tablas Espinales Raquídeas Plásticas de Inmovilización y Extricación

## características >>



Su único y registrado sistema Multifenestrado, de 14 amplios orificios para empuñaduras hace que los operadores puedan trabajar con guantes, sin necesidad de estrechamiento, dado que posee 10 orificios exclusivos para cinturones de fijación o sistema araña. De esta manera cada una de sus perforaciones tiene una razón Clínica de ser, sustentada y basamentada Científicamente.

Los calados para inmovilizadores y/o estabilizadores cervicales, hacen un complemento ideal, asegurando la No Motions del conjunto, incluyendo la cabeza.


Sus perforaciones para fijación estratégica de pectorales, abdomen y piernas en forma independiente, la califican como absolutamente óptima en su tipo, no existiendo en el mercado global dispositivo alguno que brinde todas estas cualidades en un solo producto.

Si tiene una sola duda o pregunta sin responder, contáctenos, *Genesis* fue diseñada por el Fiorino Team, cada detalle esta absolutamente pensado y ensayado por una razón, la razón de una organización con 25 años de experiencia intachable, líder en la Región.

"*Genesis*, iba a ser una experiencia, fue una demostración"

"*Genesis by Fiorino*, la respuesta Argentina, del MERCOSUR, a los mejores Dispositivos de inmovilización y extricación del mundo"

Ud. sabe que significa un producto respaldado por el FiorinoTeam...



"Protegido Bajo el Registro de Modelo Industrial N° 79736"

Pueden existir cambios y/o modificaciones de los productos exhibidos sin previo aviso, en virtud de una mayor versatilidad, mejor seguridad y comodidad de los pacientes, operadores y usuarios.



Sumamos Vida en Cada Producto



ELECTROTECNIA FIORINO

Condarco 1832 (C1416AQP) Buenos Aires - Argentina | Tel (54-11) 4581-3700 | Fax (54-11) 4583-5575  
e-mail: [fiorino@sion.com](mailto:fiorino@sion.com) | [www.fiorinoelect.com.ar](http://www.fiorinoelect.com.ar)